


LA PRIMA ZIRCONIA POLICROMATICA AL MONDO!

ZIRCONIA POLICROMATICA PER CORONE, PONTI E STRUTTURE.
OTTIMA RIPRODUCIBILITA' DEL COLORE.
ESTETICA ECCELLENTE IN POCHI PASSAGGI.

KATANA™ Zirconia Multi-Layered Disc



IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON KATANA™ Zirconia ML



KATANA™ Zirconia ML - LA ZIRCONIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA CON VARIAZIONE CONTINUA DI COLORE INTEGRATA!

Il disco policromatico KATANA™ Zirconia ML Disc consiste in strati di zirconia precolorati che riproducono i colori del dente naturale. Questa rivoluzionaria e unica caratteristica di KATANA™ Zirconia ML Disc permette di realizzare restauri in zirconia altamente estetici e naturali!

KATANA™ Zirconia ML - OTTIENI SUBITO ECCELLENTI RISULTATI!




Grazie alle straordinarie caratteristiche di KATANA™ Zirconia ML Disc, il processo di sinterizzazione può iniziare subito, senza la necessità di eseguire le fasi di colorazione, per immersione o con altra tecnica. Dopo le sole fasi di lucidatura e ceramizzazione, il risultato ottenuto in condizioni standard è altamente estetico e di elevata qualità! E il processo di produzione viene ridotto a pochi passaggi operativi!

OTTIMA RIPRODUCIBILITÀ DEL COLORE PER CORONE, PONTI E STRUTTURE GRAZIE ALLA VARIAZIONE DI COLORE INTEGRATA!

La riproducibilità del colore è stata ulteriormente sviluppata e con KATANA™ Zirconia ML è possibile offrire un risultato estetico e predicibile in modo estremamente facile.

* „Accelerated aging characteristics of three yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline dental materials“ Brian D. Flinn, Dirk A. de Groot, Lloyd A. Mancl, PhD, Ariel J. Raigrodski; (J Prosthet Dent 2012;108:223-230)

RISULTATI OTTENUTI CON KATANA™ Zirconia ML



Dettagli tecnici:

- Dischi presinterizzati con collare
- Diametro: 98,5 mm
- Spessore: 14 mm, 18 mm, 22 mm
- Resistenza alla flessione: 1050-1100 MPa
- Resistenza alla frattura: 5 MPa√m

In caso di FCC, la colorazione con gli stain e la glasatura sono applicabili, così come la tecnica di lucidatura. Nel caso di strutture in KATANA™ Zirconia ML la ceramizzazione parziale o completa è consigliata.


Maggiori informazioni sulla gamma KATANA, sul sito www.kuraray-dental.eu

CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Via San Marco 33
20121 Milano

Telefono +39 02 63471228
Fax +39 02 63470380
E-Mail dental-italia@kuraray.eu
Sito Internet www.kuraray-dental.eu

„KATANA“ è un marchio Kuraray Co.Ltd.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan